

CMA 130 体外固定支架

INSTRUMENTS

订货信息

CMA 130 体外固定支架

- 包含:
底座支架
体外支架, 3 pcs
探针夹子 3 pcs
立体定向适配器
连接杆
1.5 mL Eppendorf离心管, 25 pcs

Ref. No.

- CMA 130 In Vitro Stand
with CMA11+12Clips x 3 **CMA 8309102**
with Mixed Clips:
CMA 11+12 Clip x 2 and
CMA Probe Shaft Clipx1 **CMA 8309103**
with CMA 7 clips x 3 **CMA 8309104**

配件

- CMA 7Clip **CMA P000136**
CMA 11 + 12 Clip **CMA 8309013**
CMA Probe Shaft Clip **CMA 8309003**
连接杆 **CMA 8309004**
立体定向适配器 **CMA 8309005**



不同探针的架子类型:

CMA 7 Clip



CMA 11+12 Clip




CMA Probe Shaft Clip




立体定向适配器

连接杆


8309102



8309103



8309104



- 延长探针寿命
- 促进探针的安全存放
- 简化校准, 回收测试

The CMA 130 体外固定支架用于存储和测试微透析探针。该支架包括三个1.5毫升Eppendorf支架管子和三个探针夹,有三种类型的夹子CMA 11+12Clip 可夹住CMA 11或 CMA 12 探针的塑料本体, CMA Probe Shaft Clip 可夹住 CMA 11,

CMA 12 和 CMA 20 探针中间的杆, CMA 7 Clip 可夹住CMA 7 塑料本体和 CMA 7 的探针导管。CMA130 提供 3 种探针夹子的组合: 搭配转接头和定位杆, 可将探针夹子固定于立体定位仪上使用。